



Научно-исследовательский центр  
**«МАТРИКС»**

От науки до практики один шаг – сделайте его с нами!

# ПРЕЙСКУРАНТ

от 15 апреля 2026 года

Аппараты лазерные терапевтические  
«МАТРИКС» и «ЛАЗМИК®»



# СВЕТОВОДЫ КИВЛ-01

## ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОСВЕЧИВАНИЯ КРОВИ (ВЛОК)



Отличительные особенности стерильных световодов КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» по ТУ 9444-005-72085060-2008:

- минимальная цена для качественного изделия;
- импортная упаковка гарантирует стерильность не менее 2 лет;
- иглы обеспечивают безболезненность и максимальный комфорт;
- диаметр световода 500 мкм гарантирует стабильные параметры с сохранением исходной поляризации и максимальный лечебный эффект;
- максимально высокий и стабильный коэффициент ввода лазерного света в волокно обеспечивает необходимую для эффективного лечения мощность;
- только световоды по ТУ 9444-005-72085060-2008 не повреждают лазеры, остерегайтесь подделок.

**Наши световоды и устройства для проведения ВЛОК запатентованы и признаны в качестве международного стандарта для аналогичных изделий во всём мире.**

**Пат. 36626 RU**, МКИ А 61 N 5/067. Устройство для внутривенного лазерного облучения крови. Приоритет 19.12.2003.

**Пат. 2252048 RU**, МПК А 61 N 5/067. Устройство для внутривенного лазерного облучения крови. Приоритет 19.12.2003.

**Пат. 56193 RU**, МПКО 24-01. Световод для внутривенного лазерного облучения крови. Приоритет 24.12.2003.

**Пат. 162169 RU**, МПК А61N 5/067. Устройство для внутривенного лазерного осветивания крови. Приоритет 08.02.2016.

Приобрести световоды можно в наших офисах (доставка по всей России) или у официальных дилеров

## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Адрес почтовый: 125367, г. Москва, а/я 33

<http://www.matrixmed.ru/>

Основной офис, адрес:

123056, г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 26, стр. 3.

Тел./факс: +7 (499) 251-7838, 250-5150, 250-5269

Дополнительный офис, адрес:

125466, г. Москва, Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 23.

Тел./факс: +7 (499) 401-9127, 401-9128

<http://www.lasmik.ru/>

Заказать оборудование и/или получить консультацию:

[2518947@mail.ru](mailto:2518947@mail.ru); [2505150@mail.ru](mailto:2505150@mail.ru); [4994019127@mail.ru](mailto:4994019127@mail.ru)





## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕРИИ «МАТРИКС» И ЛАЗМИК®

(5 лет гарантии, разъемы TRS 6,35 мм stereo ЛАЗМИК®)

#### 1. Блоки базовые<sup>(1)</sup>, блоки внешней модуляции, стойка аппаратная и др.

Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «ЛАЗМИК®» (2 лазерных канала, частота 10 000 Гц)	38 000
Аппарат лазерный физиотерапевтический «ЛАЗМИК®» (4 лазерных канала, частота 10 000 Гц)	82 000
Аппарат лазерный физиотерапевтический «ЛАЗМИК®» (1 лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц, в комплекте фильтр, шланги, 2 насадки для лазерно-вакуумного массажа (ЛВМ))	58 000
Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК» (2 канала, частота 10 000 Гц)	38 000
Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК» (2-канальный базовый блок, лазерная излучающая головка <b>КЛ-ВЛОК-635-2</b> + 10 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	54 750
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК (2-канальный базовый блок + <b>КЛ-ВЛОК-635-2</b> + <b>КЛ-ВЛОК-365-2</b> для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	85 500
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК (2-канальный базовый блок + <b>КЛ-ВЛОК-525-2</b> + <b>КЛ-ВЛОК-365-2</b> для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	95 500
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК (2-канальный базовый блок + <b>КЛ-ВЛОК-525-20</b> + <b>КЛ-ВЛОК-365-2</b> для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) <i>Рекомендуем!</i>	103 500
Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК» (1-канальный базовый блок + <b>КЛ-ВЛОК красного спектра (635 нм)</b> + 10 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	42 000
Аппарат «Матрикс-ВЛОК» для <b>ВЛОК красным (635 нм)</b> и <b>УФ (365 нм)</b> спектром (1-канальный базовый блок + <b>КЛ-ВЛОК</b> + <b>КЛ-ВЛОК-365</b> для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	73 500
Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» (3-канальный базовый блок)	96 000
Блок биоуправления «Матрикс-БИО»	26 000
Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (в комплекте фильтр, шланги, 2 насадки для ЛВМ)	69 000
Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателями для 6 лазерных головок)	26 000

<sup>(1)</sup> – в комплекты включены методические материалы, книги, клинические рекомендации, научные статьи

#### 2. Излучающие головки для аппаратов серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®

Наименование	Длина волны, нм	Цвет (спектр)	Мощность	Основное применение	Цена, руб.
Импульсные матричные (применяются с насадками ПМН, ММ-50 и ММ-100)					
МЛ-635-40	635	красный	40 Вт	наружно, 8 лазерных диодов (ЛД)	58 000
МЛ-904-80	904	ИК	80 Вт	наружно (8 ЛД)	36 000
МЛ-904-200	904	ИК	200 Вт	наружно (8 ЛД)	58 000
МЛ01КМ	904	ИК	300 Вт	наружно (3 ЛД), насадок нет	69 000
Импульсные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)					
ЛОК2	635	красный	5 Вт	наружные и внутрисполостные методики	36 000
ЛО-904-10	904	ИК	>10 Вт	наружные и внутрисполостные методики	16 000
ЛО-904-15	904	ИК	>15 Вт	наружные и внутрисполостные методики	16 500
ЛО-904-20	904	ИК	>20 Вт	наружные и внутрисполостные методики	16 600

ВНИМАНИЕ! НДС не облагается; \* – в том числе НДС – 22%



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

Наименование	Длина волны, нм	Цвет (спектр)	Мощность	Основное применение	Цена, руб.
ЛО-904-25	904	ИК	>25 Вт	наружные и внутриполостные методики	19 000
ЛО-904-100	904	ИК	100 Вт	наружные и внутриполостные методики	34 000
Непрерывные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН-35, ЗН-50, ЗМ-50, ЗМ-75, П-1, П-2, П-3, Г-1, Г-2, Г-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)					
КЛО-405-50	405	УФ	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	22 000
КЛО-445-50	445–450	синий	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	34 000
КЛО-525-50	520–525	зелёный	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	35 000
КЛО-635-5	635	красный	5 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000
КЛО-635-15	635	красный	15 мВт	наружные и внутриполостные методики	16 000
КЛО-635-50	635	красный	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	38 000
КЛО-635-50 (НЛОК)	635	красный	50 мВт	только наружно, насадок нет	36 000
КЛО-780-90	780–785	ИК	90 мВт	наружные и внутриполостные методики	49 000
Непрерывные для ВЛОК (применяются с одноразовыми стерильными световодами КИВЛ-1 по ТУ 9444-005-72085060-2008, РУ № ФСР 2009/04331)					
КЛ-ВЛОК-365-2	365	УФ	2 мВт	для ЛУФОК®	24 000
КЛ-ВЛОК-445-2	445–450	синий	2 мВт	ВЛОК-445	25 000
КЛ-ВЛОК-450-20	445–450	синий	20 мВт	ВЛОК-445	35 000
КЛ-ВЛОК-525-2	520–525	зелёный	2 мВт	ВЛОК-525	26 000
КЛ-ВЛОК-525-20	520–525	зелёный	20 мВт	ВЛОК-525	34 000
КЛ-ВЛОК-635-2	635	красный	2 мВт	ВЛОК-635	16 000
КЛ-ВЛОК-635-20	635	красный	20 мВт	ВЛОК-635	32 000
КЛ-ВЛОК-808-40	808	ИК	40 мВт	ВЛОК-ИК	16 000
Специализированные лазерные излучающие головки для андрологии, урологии и гинекологии (насадок нет)					
ВМЛГ10	635	красный	10 мВт	внутриполостная методика	56 000
ЛО-ЛЛОД	635 и 904	красный и ИК	635 нм – 60 мВт, 904 нм – 70 Вт	наружно	64 000
Специализированные лазерные излучающие головки для липолитической программы (с насадками ПМН)					
КЛО-650-50-1	650	красный	50 мВт	наружно	16 000
КЛО-650-50-4	650	красный	50 мВт (4 ЛД)	наружно	16 000
Светодиодные матричные (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)					
МСО3	635	красный	20 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000
МСО4	590	жёлтый	20 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000
МСО5	530	зелёный	10 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000
МСО6	470	синий	15 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000

Для головок КЛ-ВЛОК – минимальная мощность на выходе одноразового стерильного световода КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### 3. Комплекс лазерный физиотерапевтический «Матрикс-Уролог» (рекомендуемый комплект)

№ п/п	Наименование оборудования, рекомендуемого в комплект	Кол-во, шт.	Цена, руб.
3.1	АЛТ «Матрикс-Уролог» (3-канальный базовый блок)	1	96 000
3.2	Вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10	1	56 000
3.3	Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (импульсная ИК, 890–904 нм, 15–20 Вт)	2	33 200
3.4	Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывная красная, 635 нм, 15 мВт)	1	16 000
3.5	Лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (импульсная ИК, 890-904 нм, матричная)	1	36 000
3.6	Насадки (комплект): П-1, П-2, П-3, ЗН-35 (2 шт.), ММ-50, ЗМ-50	1	23 600
3.7	АЛФТ «ЛАЗМИК®» (1 лазерный и 1 вакуумный канал)	1	58 000
3.8	Лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД для лечения больных эректильной дисфункцией и простатитом (матричная, 12 непр. лазеров 635 нм, мощность ≥ 60 мВт и 10 лазеров ИК, импульсных, ≥ 70 Вт).	1	64 000
3.9	Колба для методики локального лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД	2	5900
3.10	Насадка ГСН (герметизирующая силиконовая насадка для колбы Б-ЛЛОД)	2	1952*



Герметизирующая силиконовая насадка для колбы Б-ЛЛОД позволяет быстрее установить необходимый уровень разрежения в колбе ЛЛОД.

### 4. Насадки магнитные и оптические, приспособления для проведения процедур

Тип	Назначение	Цена, руб.	Тип	Назначение	Цена, руб.
ЗМ-50	Магнитная насадка 50 мТл	2200	П-3	Проктологическая насадка	5500
ММ-50	Магнитная насадка 50 мТл для матричных головок (МЛО1К, МЛ-904-80, МЛ-635-40 и др.)	2100	Г-1	Насадка гинекологическая	5500
ММ-100	Магнитная насадка 100 мТл для матричных головок (МЛО1К, МЛ-904-80, МЛ-635-40 и др.)	2900	Г-2	Насадка гинекологическая	5500
ЗН-35	Насадка зеркальная 35 мм	1400	Г-3	Насадка гинекологическая	5500
ЗН-50	Насадка зеркальная 50 мм	1400	С-1	Комплект насадок для стоматологии	6200
А-3	Насадка акупунктурная	3600	Л-1	Комплект насадок для оториноларингологии	6100
П-1	Проктологическая насадка	5500	ПМН	Прозрачная насадка для матричных головок	1220*
П-2	Проктологическая насадка	5500	ЗН-22	Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2800
			ДС	Держатель световода для головок КЛ-ВЛОК	3660*
			Ремешок	К головкам КЛ-ВЛОК	244*

### 5. Световоды одноразовые стерильные с углом КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008

Количество, шт.	1–100	100–200	200–500	500–1000	1000–4990	5000 и более
Цена за 1 шт., руб.	120	90	80	75	65	49

Примечание. Минимальная партия 10 шт.

ВНИМАНИЕ! НДС не облагается; \* – в том числе НДС – 22%



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### **6. Краткосрочное повышение квалификации по программе «Лазерная терапия», 36 часов – 10 000 руб.\***

### **7. Принадлежности**

Наименование	Назначение	Цена, руб.
Др-1	Держатель излучающих головок	3300
Др-2	Держатель излучающих головок	800
Ф-1	Система фильтрации одноразовая для «Матрикс-ВМ» и «Лазмик-03»	244*
КБ-5	Комплект банок для лазерно-вакуумного массажа	4000
ИР-1, ИР-2, ИР-3	Комплект аппликаторных роликов для лазерно-аппликаторного массажа	9760*
«ЛАЗМИК®»	Косметологическая насадка для проведения процедуры лазерной биоревитализации	3200
ФВМ-25, ФВМ-15	Комплект насадок для работы по лицу	732*
Очки защитные открытые «Матрикс»	Для защиты глаз пациента от лазерного излучения во время процедуры	2100
Б-ЛЛОД	Колба для методики локального лазерного отрицательного давления	2950
Насадка ГСН	Герметизирующая силиконовая насадка для колбы Б-ЛЛОД	976*
ВТ-1,5	Вакуумная трубка к аппаратам «Матрикс-ВМ» и «Лазмик-03» (1,5 м)	244*
Адаптер	Специальный блок питания для всех базовых блоков	6100*

**НОВИНКА!**

#### **Аккумулятор в комплекте с зарядным устройством**

Позволяет обеспечить автономную работу аппаратов серии «Матрикс» или «ЛАЗМИК®» до 2 суток. Крепится на базовом блоке.



Наименование	Цена, руб.
Аккумулятор в комплекте с зарядным устройством	7320*

#### **Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-МИНИ» – 22 000 руб.**

(в комплекте: аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-МИНИ», насадки ЗН-35 и ЗМ-50, блок питания 9 В, книга).





## **8. Аппарат лазерный терапевтический «Lasmik-Vet» для ветеринарии – 118 950 руб. за комплект\*\***

№ п/п	Наименование оборудования в комплекте	Кол-во, шт.
8.1	Аппарат «Lasmik-Vet» матричный импульсный, аналог МЛ-904-80, частоты 80 и 10 000 Гц, таймер: 0,5; 1; 2; 5 мин	1
8.2	Аппарат «Lasmik-AP» для лазерной акупунктуры	1
8.3	Насадки: А-3, ЗН-35, ЗМ-50, ММ-50, ПМН (комплект)	1
8.4	Зарядное устройство 5В на 2 аппарата + 2 шнура для зарядки	1
8.5	Книга «Лазерная терапия спортивных лошадей» (на русском и английском языках)	1
8.6	Книга «Лазерная терапия домашних животных» (на русском и английском языках)	1
8.7	Сумка для переноски	1



Для стационарного применения в ветеринарной клинике дополнительно приобретают аппарат «ЛАЗМИК®» с головками и насадками для ВЛОК и/или НЛОК, а также акупунктуры и местного лазерного воздействия.



### **Блок внешней модуляции мощности лазерного излучения «Матрикс-БИО»**

Применение многочастотной биосинхронизированной модуляции мощности НИЛИ в режиме БИО позволяет значительно повысить эффективность лечения и до 10 лет увеличить длительность ремиссии [Захаров П.И., Москвин С.В., 2007; Пат. 2117506 RU]. Совместим со всеми аппаратами серии «Матрикс» и «Лазмик®», предназначен для получения и обработки по специальному алгоритму сигналов с датчиков пульса и дыхания.

**ВНИМАНИЕ! Аппарат «Мустанг-2000» снят с производства в 2011 году, «Муларт» – в 2018 году!**

Излучающие головки для них, а также для «Матрикс», «Матрикс-Уролог» и «Матрикс-ВЛОК», изготовленных до 2015 года, будут производиться нами и далее. Оптические и магнитные насадки совместимы со всеми аппаратами. При заказе излучающих головок необходимо уточнять тип разъёма!



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### ЛИТЕРАТУРА ПО ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ\*

Наименование	Цена, руб.
Бабушкина Г.В., Москвин С.В. Лазерная терапия в комплексном лечении больных артериальной гипертензией. – М., 2013. – 104 с.	500
Гейниц А.В., Москвин С.В. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии. – М., 2010. – 400 с.	2500
Зиганшин О.Р. и др. Внутривенное лазерное освечение крови в комплексной терапии генитальной герпесвирусной инфекции. – М., 2016. – 60 с.	400
Кочетков А.В., Москвин С.В., Карнеев А.Н. Лазерная терапия в неврологии. – М., 2012. – 360 с.	900
Москвин С.В., Амирханян А.Н. Методы комбинированной и сочетанной лазерной терапии в стоматологии. – М.–Тверь, 2011. – 208 с.	600
Москвин С.В., Асхадулин Е.В. Методики лазерной терапии в домашних условиях. – М.–Вологда: Инфра-Инженерия, 2026. – 176 с.	1200
Москвин С.В. и др. Лазерно-вакуумный массаж ЛАЗМИК® в медицине и косметологии. – М., 2014. – 150 с.	800
Москвин С.В. и др. Плазмаферез и лазерное освечение крови. – М.–Тверь, 2018. – 416 с.	1500
Москвин С.В., Киселёв С.Б. Лазерная терапия при суставно-мышечных болях. – М.–Тверь, 2017. – 264 с.	1600
Москвин С.В., Кочетков А.В. Эффективные методики лазерной терапии. – М., 2014. – 80 с.	400
Хадарцев А.А., Купеев В.Г., Москвин С.В. Фитолазерофорез. – М., 2016. – 80 с.	400
Наседкин А.Н., Москвин С.В. Лазерная терапия в оториноларингологии. – М., 2011. – 208 с.	900
Москвин С.В., Наседкин А.Н., Осин А.Я., Хан М.А. Лазерная терапия в педиатрии. – М., 2009. – 480 с.	1500
Москвин С.В. Основы лазерной терапии. Серия «Эффективная лазерная терапия». Т. 1. – М.–Тверь, 2016. – 896 с.	2000
Москвин С.В. Эффективность лазерной терапии. Т. 2. – М.–Тверь, 2014. – 896 с.	2000
Москвин С.В. и др. Фармаколазерная терапия. Т. 4. – М.–Тверь, 2025. – 848 с.	3600
Москвин С.В., Панарина Н.В. Технологии сочетанной и комбинированной лазерной физиотерапии в косметологии ЛАЗМИК®. Методические рекомендации/ – М.–Тверь, 2025. – 36 с.	950
Москвин С.В., Рыжова Т.В. Лазерная терапия в эндокринологии. Т. 5. – М.–Тверь, 2020. – 1024 с.	3600
Москвин С.В. и др. Лазерная терапия при болевых синдромах. Т. 6. – М.–Тверь, 2023. – 848 с.	2400
Москвин С.В., Стражев С.В. Лазерная терапия в онкологии. Т. 12. – М.–Тверь, 2019. – 960 с.	3200
Москвин С.В., Силюянов К.А. Лазерная терапия в андрологии. Часть 1. Мужское бесплодие. – М.–Тверь, 2018. – 248 с.	1500
Москвин С.В., Хадарцев А.А. КВЧ-лазерная терапия. – М.–Тверь, 2016. – 168 с.	600
Серов В.Н. и др. Лазерная терапия в акушерстве и гинекологии. – М.–Тверь, 2018. – 248 с.	1500
Москвин С.В., Суханова Ю.С. Сочетанные и комбинированные методы лазерной терапии при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. – М.–Тверь: ООО «Издательство «Триада»», 2022. – 144 с.	1600
Хирургия стенотических заболеваний гортани и трахеи у взрослых и детей / Под ред. А.Н. Наседкина, В.Д. Паршина. – М.–Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021.	3600
Москвин С.В. и др. Лазерная терапия при COVID-19: профилактика, лечение и реабилитация. – М.–Тверь, 2021.	1500
Moskvin S.V., Kisselev S.B. Laser therapy for joint and muscle pain. – М.–Tver, 2017. – 216 p.	1000
Moskvin S.V., Khadartsev A.A. Basic Techniques of Low Level Laser Therapy. – М.–Tver, 2017. – 144 p.	1000
Moskvin S.V., Kochetkov A.V. Effective Techniques of Low Level Laser Therapy. – М.–Tver, 2017. – 88 p.	1000
Moskvin S.V., Khadartsev A.A. Laser Blood Illumination. The Main Therapeutic Techniques. – М.–Tver, 2018. – 64 p.	1000
Moskvin S.V., Kochetkov A.V., Askhadulin E.V., Mitkovskiy V.G. Low-Level Laser Therapy for COVID-19: Prevention, Treatment and Rehabilitation. – М.–Tver: Triada, 2021. – 122 p.	8000
Москвин С.В., Ягупов Н.А. Лазерная терапия спортивных лошадей. – М.–Тверь, 2020. – 136 с. Moskvin S.V., Yagupov N.A. Low-level laser therapy for sports horses. – М.–Tver, 2020. – 128 p. Москвин С.В., Чеходариди Ф.Н. Лазерная терапия домашних животных. – М.–Тверь, 2020. – 136 с. Moskvin S.V., Chekhodaridi F.N. Laser therapy for pets. – М.–Tver, 2020. – 124 p.	Комплект книг по ветеринарии 22 000



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАЗМИК®

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2687 от 25.05.2015, № РЗН 2014/1410 от 06.02.2014, № ФСР 2007/00589 от 24.10.2007, № ФСР 2010/08039 от 22.06.2010

Новые возможности лечения различных заболеваний, максимальная частота – 10 000 Гц, уникальные лазерные излучающие головки, насадки и гели.



Три варианта исполнения:

01 (справа внизу) – 2 лазерных канала,  
02 (в центре вверху) – 4 лазерных канала,  
03 (слева) – 1 лазерный канал и 1 ваку-  
умный канал.

К базовым блокам подключаются лазер-  
ные излучающие головки (светодиодные  
и КВЧ под заказ).



**С одним лазером (1).** Предназначены для наружного воздействия местно контактно с зеркальной насадкой, дистантно или контактно без насадки, а также с оптическими и магнитными насадками. Обозначение: тип (ЛО – импульсные, КЛО – непрерывные), длина волны, мощность.

**Матричные (2).** Обозначение: МЛ, длина волны, мощность. Матрица из 8 импульсных лазерных диодов ИК (904 нм) или красного (635 нм) спектра.

**Для внутривенного лазерного освещения крови (ВЛОК) (3).** Обозначение: КЛ-ВЛОК, длина волны, мощность.

Изготовлены по самым современным технологиям из специального сверхпрочного пластика, не ломаются, не трескаются, не бьются – надёжнее металлических.



Все лазерные излучающие головки подключаются к аппарату удобными, современными и сверхнадёжными разъёмами TRS 6.35 мм stereo Лазмик®, которые имеют цветовую дифференциацию по длине волны лазерного излучателя.



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### Комплект специализированных насадок «Косметолог»

(10 шт. в специальной упаковке: ИР-1, ИР-2, ИР-3, комплект специализированных вакуумных насадок (банок) для лазерно-вакуумного массажа КБ-5 (ФВМ-65, ФВМ-55, ФВМ-45, ФВМ-35), ФВМ-Щ, акупунктурная (А-3) и зеркальная (ЗН-35) насадки).



Насадка косметологическая ЛАЗМИК® предназначена для проведения процедуры лазерной биоревитализации, накручивается на лазерную излучающую головку КЛО-780-90.



При проведении лазерно-вакуумного массажа и лазерофореза на лице, когда происходит непосредственное освещивание опасной зоны около глаз, ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо защищать глаза пациента; для этого предназначены очки «Матрикс».



Для лазерной терапии в большинстве случаев достаточно степени защиты L1, а иногда L2 (по ГОСТ Р 12.4.254-2010), как у универсальных очков ЗН-22 «Матрикс», предназначенных для использования с лазерными физиотерапевтическими аппаратами, работающими в спектральном диапазоне от 365 до 905 нм.



Держатель излучающих головок для вертикальной фиксации шнура питания лазерной излучающей головки и трубки подачи вакуума, предназначенной для проведения процедур лазерно-вакуумного массажа. Поддержка на весу позволяет избежать неприятного ощущения у пациентов от скольжения шнура и трубки по телу, повышает надёжность работы лазерно-вакуумного аппарата.





## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (ТИПОВЫЕ) КОМПЛЕКТЫ

### Физиотерапевтический комплекс «Лазмик-Косметолог»

(профессиональный)

(цены по позициям см. в табл.)

Предназначен для работы по лицу и телу, программы коррекции фигуры, лазерная биоревитализация, лазерно-вакуумный массаж, лазерно-роликовый массаж, лазерная акупунктура, прочерчивание и др.

Комплекс также оптимизирован для лечения многих дерматологических заболеваний: акне, герпес, дерматиты, псориаз (в комплексе с ВЛОК), алопеция и др.



Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» (4 лазерных канала излучения, частота 10 000 Гц), базовый блок	82 000
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» (лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц)	58 000
Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывный и модулированный режимы, 635 нм, мощность 15 мВт)	16 000
Лазерная излучающая головка КЛО-635-50 (непрерывный и модулированный режимы, 635 нм, мощность 50 мВт)	38 000
Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (импульсная, длина волны 890–904 нм, мощность 20 Вт)	16 600
Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 (непрерывный и модулированный режимы, 780–785 нм, мощность 90 мВт)	49 000
Комплект специализированных насадок «Косметолог» (10 шт. в специальной упаковке)	18 000
Насадка косметологическая ЛАЗМИК® (для процедуры лазерной биоревитализации)	3200
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® (200 мл с дозатором)	4026*
Очки защитные открытые «Матрикс» (для защиты глаз клиента во время процедуры)	2100
Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400
Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателями для 6 лазерных головок)	26 000
Держатель излучающих головок	3300
Комплект литературы и обучение	–



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### Физиотерапевтический комплекс

#### «Лазмик-Косметолог»

(минимальный комплект для лазерно-вакуумного массажа)

(цены по позициям см. в табл.)



Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» (1 лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц), базовый блок	58 000
Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывный и модулированный режимы, 635 нм, мощность 15 мВт)	16 000
Комплект специализированных насадок для лазерно-вакуумного массажа КБ-5	4000
Очки защитные открытые «Матрикс» (для защиты глаз клиента во время процедуры)	2100
Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400

### Комплект для лазерной биоревитализации по технологии ЛАЗМИК®

(цены по позициям см. в табл.)



Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» (2 лазерных канала, частота 10 000 Гц), базовый блок	38 000
Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 (непрерывный и модулированный режимы, 780-785 нм, мощность 90 мВт)	49 000
Насадка косметологическая ЛАЗМИК® (для процедуры лазерной биоревитализации)	3200
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® (200 мл с дозатором)	4026*
Очки защитные открытые «Матрикс» (для защиты глаз клиента во время процедуры)	2100
Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400



### Комплект для программы похудения с коррекцией фигуры Lasmik-Slim

Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» уникален по своей лечебной эффективности и техническим характеристикам, не имеет аналогов в мире, наличие частоты 10 000 Гц для импульсного режима, лазерной матричной излучающей головки МЛ-635-40, мощность 40 000 мВт, режим Лазмик® и многое другое обеспечивают его успешное применение во всех областях медицины. Если говорить очень упрощённо, режим Лазмик® [Пат. 2539535 RU] предназначен для быстрого обезболивания и максимальной активации восстановления тканей. Есть особенности применения, подробно об этом можно узнать на специализированных курсах.

Наименование	Цена, руб.
Комплект для программы похудения с коррекцией фигуры Lasmik-Slim	285 600
<b>В состав комплекта входит:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>– аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» (4 лазерных канала);</li><li>– специальные лазерные излучающие головки – 7 шт.;</li><li>– стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателем 7 лазерных головок);</li><li>– эксклюзивные методики.</li></ul>	

### Специальные аппаратные гели\*

Наименование	Цена, руб.
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® 2% (новая улучшенная формула, 200 мл)	4026*

Наименование	Цена, руб.
Краткосрочное повышение квалификации по программе «Лазерная терапия» + курс «Лазерная косметология и биоревитализация» (удостоверение государственного образца)	10 000*



## ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru  
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал № 0  
ПРЕЙСКУРАНТ от 15 апреля 2026 года (все цены указаны в российских рублях)

### РАСПРОДАЖА, сняты с производства (остатки на складе)

Наименование	Старая цена, руб.	Новая цена, руб.
Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (4 лазерных канала)	26 000 <small>скидка</small>	22 000
Насадка зеркальная ЗН-25	300 <small>скидка</small>	240
Насадка зеркальная ЗН-30	300 <small>скидка</small>	240
С-1-1 (ЛВ) Насадка для лазерно-вакуумной терапии в стоматологии	1800 <small>скидка</small>	1200

Наименование	Длина волны, нм	Цвет (спектр)	Режим работы	Мощность	Старая цена, руб.	Новая цена, руб.
КЛО-650-50	650	красный	НР	50 мВт	16 000 <small>скидка</small>	14 000
МЛС-1 Эффект	890 / 850 / 635 / 470	ИК	НР и ИР	15 Вт / 120 мВт / 15 мВт / 15 мВт	46 000 <small>скидка</small>	34 000

Для аппаратов серии «Матрикс» до 2015 года выпуска и «Мустанг»<sup>1</sup>

ЛО4	890-904	ИК	ИР	20-25 Вт	12 000 <small>скидка</small>	8900
ЛО7	890-904	ИК	ИР	80 Вт	18 000 <small>скидка</small>	16 000
КЛО1	635	красный	НР	5 мВт	5000 <small>скидка</small>	4500
КЛО2	650	красный	НР	30-40 мВт	9200 <small>скидка</small>	8100
КЛО3	635	красный	НР	15 мВт	9200 <small>скидка</small>	6500
КЛО5	808	ИК	НР	40-50 мВт	8000 <small>скидка</small>	5000
КЛО6	808	ИК	НР	200 мВт	9000 <small>скидка</small>	8000
КЛО7	1300	ИК	НР	5 мВт	14 000 <small>скидка</small>	8000
КЛО-780-90	780-785	ИК	НР	90-100 мВт	39 000 <small>скидка</small>	18 000
КЛ-ВЛОК-М	635	красный	НР	20 мВт	28 000 <small>скидка</small>	14 000
КЛ-ВЛОК-365	365-400	УФ	НР	1-2 мВт	24 000 <small>скидка</small>	14 000
МЛО2В <sup>2</sup>	850	ИК	НР и МР	30 мВт	12 000 <small>скидка</small>	6000
МЛО6 <sup>2</sup>	635	красный	НР и МР	5 мВт	12 000 <small>скидка</small>	6000
МЛО1К	890-904	ИК	ИР	80 Вт	26 000 <small>скидка</small>	24 000

<sup>1</sup> – при заказе необходимо уточнять тип разъёма

<sup>2</sup> – предназначены для ВЛОК в модулированном режиме

НР – непрерывный режим. ИР – импульсный режим. МР – модулированный режим

Излучающие головки миллиметрового (КВЧ) диапазона, для наружного применения и КВЧ-пунктуры				
Наименование	Длина волны, мм	Плотность мощности, мВт/см <sup>2</sup>	Старая цена, руб.	Новая цена, руб.
ЛО-КВЧ-4,9	4,9	1	18 000* <small>скидка</small>	12 000*
ЛО-КВЧ-5,6	5,6	1	18 000* <small>скидка</small>	12 000*
ЛО-КВЧ-7,1	7,1	1	18 000* <small>скидка</small>	12 000*

**Матричная лазерная  
излучающая головка  
красного спектра  
импульсного режима  
работы**

**МЛ-635-40**

**(импульсная мощность  
40 Вт, или 40 000 мВт)**



Для неинвазивного лазерного осветивания крови (НЛОК) были специально разработаны импульсные лазерные диоды (ЛД) красного спектра ( $\lambda = 635 \text{ нм}$ ) [Москвин С.В., 1997], которые используются в матричной лазерной головке МЛ-635-40 (длина волны 635 нм, импульсная мощность 40 Вт) [Москвин С.В. и др., 2007; Пат. 2135233 RU; Moskvin S.V., 2017].

Наши исследования подтвердили высокую эффективность импульсных лазерных диодов (ЛД) красного спектра (длина волны 635 нм) при аутодермопластике [Жуков Б.Н. и др., 2003], у больных различными ЛОР-заболеваниями [Москвин С.В. и др., 2007; Наседкин А.Н. и др., 2001; Наседкин А.Н., Москвин С.В., 2011], хроническим обструктивным бронхитом [Москвин С.В. и др., 2002], кожными ангиитами (васкулитами) [Москвин С.В., Киани А., 2003], церебральным инсультом [Кочетков А.В., Москвин С.В., 2004], героиновой наркоманией [Наседкин А.А., Москвин С.В., 2004], в стоматологии [Кречина Е.К. и др., 2009, 2010], педиатрии [Москвин С.В. и др., 2012], у больных COVID-19 [Moskvin S. et al., 2021; Moskvin S.V. et al., 2021] и др.

Если ВЛОК проводят почти исключительно инъекцией в кубитальную вену, иногда через постоянно установленный подключичный катетер, то НЛОК осуществляется транскутанно, чаще всего в проекциях левой надключичной зоны, общих сонных артерий, паховых или подколенных сосудистых пучков [Кочетков А.В. и др., 2012; Лейдерман Н.Е. и др., 2009; Москвин С.В., 2008].

Кроме того, красные импульсные лазеры позволяют без использования оптических насадок и более эффективно проводить лечение пациентов с ЛОР-заболеваниями, а также в стоматологии.

**ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Адрес почтовый: 125367, Москва, а/я 33

Тел./факс: +7 (499) 250-5150; 250-5269; 251-7838;

250-5544; 401-9127; 401-9128

E-mail: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru;

2517838@mail.ru; 2505544@mail.ru;

4994019127@mail.ru; 4994019128@mail.ru

Сайты: www.matrixmed.ru; www.matrix-vlok.ru; www.matrix-mustang.ru;

www.matrix-kosmetolog.ru; www.matrix-uro.ru; www.lasmik.ru;

www.lazmik.ru; www.llltlaser.ru



Лазерные  
терапевтические  
аппараты  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Научно-исследовательский  
центр «Матрикс»

**Лазмик®**

**Лазмик-ВЛОК**

**Лазмик-БИО**

**АГИУР®**



- Максимальная частота для импульсных лазеров 10 000 Гц
- Один комплекс = лазер + вакуум + вибрация + магнит + КВЧ + лазерофорез + БИО
- Сверхнадёжные специальные разъёмы с цветовой дифференциацией по длине волны
- Гарантия 5 лет на все базовые блоки и импульсные ИК-лазерные излучающие головки
- Уникальные матричные импульсные лазерные излучающие головки красного спектра (635 нм)



Справки по телефонам:  
+7 (499) 250 5150, +7 (499) 250 5269,  
+7 (499) 250 5544, +7 (499) 251 7838,  
+7 (499) 401 9127, +7 (499) 401 9128



Справки по электронной почте:  
2517838@mail.ru, 2505269@mail.ru,  
2505544@mail.ru, 2518947@mail.ru,  
4994019127@mail.ru, 4994019128@mail.ru

[www.matrixmed.ru](http://www.matrixmed.ru); [www.matrix-vlok.ru](http://www.matrix-vlok.ru); [www.matrix-mustang.ru](http://www.matrix-mustang.ru); [www.matrix-kosmetolog.ru](http://www.matrix-kosmetolog.ru); [www.matrix-uro.ru](http://www.matrix-uro.ru); [www.lasmik.ru](http://www.lasmik.ru); [www.lazmik.ru](http://www.lazmik.ru); [www.liflaser.ru](http://www.liflaser.ru)