



Научно-исследовательский центр
«МАТРИКС»

ПРЕЙСКУРАНТ

от 12 мая 2025 года

Аппараты лазерные терапевтические
«МАТРИКС» и «ЛАЗМИК»



СВЕТОВОДЫ КИВЛ-01

ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОСВЕЧЕНИЯ КРОВИ (ВЛОК)



Отличительные особенности стерильных световодов КИВЛ-01 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс» по ТУ 9444-005-72085060-2008:

- минимальная цена для качественного изделия;
- импортная упаковка гарантирует стерильность не менее 2 лет;
- иглы обеспечивают безболезненность и максимальный комфорт;
- диаметр световода 500 мкм гарантирует стабильные параметры с сохранением исходной поляризации и максимальный лечебный эффект;
- максимально высокий и стабильный коэффициент ввода лазерного света в волокно обеспечивает необходимую для эффективного лечения мощность;
- только световоды по ТУ 9444-005-72085060-2008 не повреждают лазеры, остерегайтесь подделок.

Наши световоды и устройства для проведения ВЛОК запатентованы и признаны в качестве международного стандарта для аналогичных изделий во всём мире.

Пат. 36626 RU, МКИ А 61 N 5/067. Устройство для внутривенного лазерного облучения крови. Приоритет 19.12.2003.

Пат. 2252048 RU, МПК А 61 N 5/067. Устройство для внутривенного лазерного облучения крови. Приоритет 19.12.2003.

Пат. 56193 RU, МПКО 24-01. Световод для внутривенного лазерного облучения крови. Приоритет 24.12.2003.

Пат. 162169 RU, МПК А61N 5/067. Устройство для внутривенного лазерного освещения крови. Приоритет 08.02.2016.

Приобрести световоды можно в наших офисах (доставка по всей России) или у официальных дилеров

ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Адрес почтовый: 125367, г. Москва, а/я 33

<http://www.matrixmed.ru/>

Основной офис, адрес:

123056, г. Москва, ул. Грузинский вал, д. 26, стр. 3.

Тел./факс: +7 (499) 251-7838, 250-5150, 250-5269

Дополнительный офис, адрес:

125466, г. Москва, Куркино, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, оф. 23.

Тел./факс: +7 (499) 401-9127, 401-9128

<http://www.lasmik.ru/>

Заказать оборудование и/или получить консультацию:

2518947@mail.ru; 2505150@mail.ru; 4994019127@mail.ru





ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

АППАРАТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕРИИ «МАТРИКС» И ЛАЗМИК®

(5 лет гарантии, разъемы TRS 6,35 мм stereo ЛАЗМИК®)

1. Блоки базовые⁽¹⁾, блоки внешней модуляции, стойка аппаратная и др.

Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (2 лазерных канала, частота 10 000 Гц)	28 000
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (4 лазерных канала, частота 10 000 Гц)	82 000
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (1 лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц, в комплекте фильтр, шланги, 2 насадки для лазерно-вакуумного массажа (ЛВМ))	58 000
Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК» (2 канала, частота 10 000 Гц)	28 000
Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик-ВЛОК» (2-канальный базовый блок, лазерная излучающая головка КЛ-ВЛОК-635-2 + 10 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	40 400
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК (2-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК-635-2 + КЛ-ВЛОК-365-2 для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	68 000
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК (2-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК-525-2 + КЛ-ВЛОК-365-2 для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	72 000
Аппарат «Лазмик-ВЛОК» для комбинированного ВЛОК (2-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК-525-20 + КЛ-ВЛОК-365-2 для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008) <i>Рекомендуем!</i>	80 000
Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-ВЛОК» (1-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК красного спектра (635 нм) + 10 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	36 400
Аппарат «Матрикс-ВЛОК» для ВЛОК красным (635 нм) и УФ (365 нм) спектром (1-канальный базовый блок + КЛ-ВЛОК + КЛ-ВЛОК-365 для ЛУФОК® + 100 шт. КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008)	64 000
Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-Уролог» (3-канальный базовый блок)	96 000
Блок биоуправления «Матрикс-БИО»	26 000
Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» (в комплекте фильтр, шланги, 2 насадки для ЛВМ)	69 000
Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателями для 6 лазерных головок)	18 000

⁽¹⁾ – в комплекты включены методические материалы, книги, клинические рекомендации, научные статьи

2. Излучающие головки для аппаратов серии «Матрикс» и ЛАЗМИК®

Наименование	Длина волны, нм	Цвет (спектр)	Мощность	Основное применение	Цена, руб.
Импульсные матричные (применяются с насадками ПМН, ММ-50 и ММ-100)					
МЛ-635-40	635	красный	40 Вт	наружно, 8 лазерных диодов (ЛД)	58 000
МЛ-904-80	904	ИК	80 Вт	наружно (8 ЛД)	28 500
МЛ-904-200	904	ИК	200 Вт	наружно (8 ЛД)	46 000
МЛ01КМ	904	ИК	300 Вт	наружно (3 ЛД), насадок нет	69 000
Импульсные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)					
ЛОК2	635	красный	5 Вт	наружные и внутрисполостные методики	24 000
ЛО-904-10	904	ИК	>10 Вт	наружные и внутрисполостные методики	12 000
ЛО-904-15	904	ИК	>15 Вт	наружные и внутрисполостные методики	12 500
ЛО-904-20	904	ИК	>20 Вт	наружные и внутрисполостные методики	12 600

ВНИМАНИЕ! НДС не облагается; * – в том числе НДС – 20%



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

Наименование	Длина волны, нм	Цвет (спектр)	Мощность	Основное применение	Цена, руб.
ЛО-904-25	904	ИК	>25 Вт	наружные и внутриполостные методики	15 000
ЛО-904-100	904	ИК	100 Вт	наружные и внутриполостные методики	24 000
Непрерывные с одним лазерным диодом (применяются с насадками: ЗН-35, ЗН-50, ЗМ-50, ЗМ-75, П-1, П-2, П-3, Г-1, Г-2, Г-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)					
КЛО-405-50	405	УФ	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000
КЛО-445-50	445–450	синий	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	24 000
КЛО-525-50	520–525	зелёный	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	35 000
КЛО-635-5	635	красный	5 мВт	наружные и внутриполостные методики	8000
КЛО-635-15	635	красный	15 мВт	наружные и внутриполостные методики	12 000
КЛО-635-50	635	красный	50 мВт	наружные и внутриполостные методики	28 000
КЛО-635-50 (НЛОК)	635	красный	50 мВт	только наружно, насадок нет	32 000
КЛО-780-90	780–785	ИК	90 мВт	наружные и внутриполостные методики	39 000
Непрерывные для ВЛОК (применяются с одноразовыми стерильными световодами КИВЛ-1 по ТУ 9444-005-72085060-2008, РУ № ФСР 2009/04331)					
КЛ-ВЛОК-365-2	365	УФ	2 мВт	для ЛУФОК®	24 000
КЛ-ВЛОК-445-2	445–450	синий	2 мВт	ВЛОК-445	25 000
КЛ-ВЛОК-450-20	445–450	синий	20 мВт	ВЛОК-445	35 000
КЛ-ВЛОК-525-2	520–525	зелёный	2 мВт	ВЛОК-525	16 000
КЛ-ВЛОК-525-20	520–525	зелёный	20 мВт	ВЛОК-525	24 000
КЛ-ВЛОК-635-2	635	красный	2 мВт	ВЛОК-635	12 000
КЛ-ВЛОК-635-20	635	красный	20 мВт	ВЛОК-635	28 000
КЛ-ВЛОК-808-40	808	ИК	40 мВт	ВЛОК-ИК	12 000
Специализированные лазерные излучающие головки для андрологии, урологии и гинекологии (насадок нет)					
ВМЛГ10	635	красный	10 мВт	внутриполостная методика	56 000
ЛО-ЛЛОД	635 и 904	красный и ИК	635 нм – 60 мВт, 904 нм – 70 Вт	наружно	64 000
Специализированные лазерные излучающие головки для липолитической программы (с насадками ПМН)					
КЛО-650-50-1	650	красный	50 мВт	наружно	12 900
КЛО-650-50-4	650	красный	50 мВт (4 ЛД)	наружно	12 900
Светодиодные матричные (применяются с насадками: ЗН, ЗМ, П-1-3, Г-1-3, Л-1, С-1, С-1-1 (ЛВ), А-3)					
МСО3	635	красный	20 мВт	наружные и внутриполостные методики	8000
МСО4	590	жёлтый	20 мВт	наружные и внутриполостные методики	8000
МСО5	530	зелёный	10 мВт	наружные и внутриполостные методики	8000
МСО6	470	синий	15 мВт	наружные и внутриполостные методики	8000

Для головок КЛ-ВЛОК – минимальная мощность на выходе одноразового стерильного световода КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008 производства Научно-исследовательского центра «Матрикс»



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

3. Комплекс лазерный физиотерапевтический «Матрикс-Уролог» (рекомендуемый комплект)

№ п/п	Наименование оборудования, рекомендуемого в комплект	Кол-во, шт.	Цена, руб.
3.1	АЛТ «Матрикс-Уролог» (3-канальный базовый блок)	1	96 000
3.2	Вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10	1	56 000
3.3	Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (импульсная ИК, 890–904 нм, 15–20 Вт)	2	25 200
3.4	Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывная красная, 635 нм, 15 мВт)	1	12 000
3.5	Лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (импульсная ИК, 890-904 нм, матричная)	1	28 500
3.6	Насадки (комплект): П-1, П-2, П-3, ЗН-35 (2 шт.), ММ-50, ЗМ-50	1	12 550
3.7	АЛФТ «Лазмик» (1 лазерный и 1 вакуумный канал)	1	58 000
3.8	Лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД для лечения больных эректильной дисфункцией и простатитом (матричная, 12 непр. лазеров 635 нм, мощность ≥ 60 мВт и 10 лазеров ИК, импульсных, ≥ 70 Вт).	1	64 000
3.9	Колба для методики локального лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД	2	5900
3.10	Насадка ГСН (герметизирующая силиконовая насадка для колбы Б-ЛЛОД)	2	1200*



Герметизирующая силиконовая насадка для колбы Б-ЛЛОД позволяет быстрее установить необходимый уровень разрежения в колбе ЛЛОД.

4. Насадки магнитные и оптические, приспособления для проведения процедур

Тип	Назначение	Цена, руб.	Тип	Назначение	Цена, руб.
ЗМ-50	Магнитная насадка 50 мТл	800	П-3	Проктологическая насадка	3300
ММ-50	Магнитная насадка 50 мТл для матричных головок (МЛО1К, МЛ-904-80, МЛ-635-40 и др.)	1250	Г-1	Насадка гинекологическая	3300
ММ-100	Магнитная насадка 100 мТл для матричных головок (МЛО1К, МЛ-904-80, МЛ-635-40 и др.)	1450	Г-2	Насадка гинекологическая	3300
ЗН-35	Насадка зеркальная 35 мм	300	Г-3	Насадка гинекологическая	3300
ЗН-50	Насадка зеркальная 50 мм	300	С-1	Комплект насадок для стоматологии	4900
А-3	Насадка акупунктурная	1950	Л-1	Комплект насадок для оториноларингологии	4400
П-1	Проктологическая насадка	3300	ПМН	Прозрачная насадка для матричных головок	1080*
П-2	Проктологическая насадка	3300	ЗН-22	Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400
			ДС	Держатель световода для головок КЛ-ВЛОК	3600*
			Ремешок	К головкам КЛ-ВЛОК	240*

5. Световоды одноразовые стерильные с иглой КИВЛ-01 по ТУ 9444-005-72085060-2008

Количество, шт.	1–90	100–190	200–490	500–990	1000–4990	5000 и более
Цена за 1 шт., руб.	98	75	64	55	46	39

Примечание. Минимальная партия 10 шт.

ВНИМАНИЕ! НДС не облагается; * – в том числе НДС – 20%



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

6. Краткосрочное повышение квалификации по программе «Лазерная терапия», 36 часов – 10 000 руб.*

7. Принадлежности

Наименование	Назначение	Цена, руб.
Др-1	Держатель излучающих головок	3300
Др-2	Держатель излучающих головок	800
Ф-1	Система фильтрации одноразовая для «Матрикс-ВМ» и «Лазмик-03»	240*
КБ-5	Комплект банок для лазерно-вакуумного массажа	4000
ИР-1, ИР-2, ИР-3	Комплект аппликаторных роликов для лазерно-аппликаторного массажа	8400*
«ЛАЗМИК»	Косметологическая насадка для проведения процедуры лазерной биоревитализации	3200
ФВМ-25, ФВМ-15	Комплект насадок для работы по лицу	600*
Очки защитные открытые «Матрикс»	Для защиты глаз пациента от лазерного излучения во время процедуры	2100
Б-ЛЛОД	Колба для методики локального лазерного отрицательного давления	2950
Насадка ГСН	Герметизирующая силиконовая насадка для колбы ЛО-ЛЛОД	600*
ВТ-1,5	Вакуумная трубка к аппаратам «Матрикс-ВМ» и «Лазмик-03» (1,5 м)	240*
Адаптер	Специальный блок питания для всех базовых блоков	3600*

НОВИНКА!

Аккумулятор в комплекте с зарядным устройством

Позволяет обеспечить автономную работу аппаратов серии «Матрикс» или «Лазмик» до 2 суток. Крепится на базовом блоке.



Наименование	Цена, руб.
Аккумулятор в комплекте с зарядным устройством	6000*

Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-МИНИ» – 22 000 руб.

(в комплекте: аппарат лазерный терапевтический «Матрикс-МИНИ», насадки ЗН-35 и ЗМ-50, блок питания 9 В, книга).





ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

8. Аппарат лазерный терапевтический «Lasmik-Vet» для ветеринарии – 64 000 руб. за комплект*

№ п/п	Наименование оборудования в комплекте	Кол-во, шт.
8.1	Аппарат «Lasmik-Vet» матричный импульсный, аналог МЛ-904-80, частоты 80 и 10 000 Гц, таймер: 0,5; 1; 2; 5 мин	1
8.2	Аппарат «Lasmik-AP» для лазерной акупунктуры	1
8.3	Насадки: А-3, ЗН-35, ЗМ-50, ММ-50, ПМН (комплект)	1
8.4	Зарядное устройство 5В на 2 аппарата + 2 шнура для зарядки	1
8.5	Книга «Лазерная терапия спортивных лошадей» (на русском и английском языках)	1
8.6	Книга «Лазерная терапия домашних животных» (на русском и английском языках)	1
8.7	Сумка для переноски	1



Для стационарного применения в ветеринарной клинике дополнительно приобретают аппарат «Лазмик» с головками и насадками для ВЛОК и/или НЛОК, а также акупунктуры и местного лазерного воздействия.



Блок внешней модуляции мощности лазерного излучения «Матрикс-БИО»

Применение многочастотной биосинхронизированной модуляции мощности НИЛИ в режиме БИО позволяет значительно повысить эффективность лечения и до 10 лет увеличить длительность ремиссии [Захаров П.И., Москвин С.В., 2007; Пат. 2117506 RU]. Совместим со всеми аппаратами серии «Матрикс» и «Лазмик®», предназначен для получения и обработки по специальному алгоритму сигналов с датчиков пульса и дыхания.

ВНИМАНИЕ! Аппарат «Мустанг-2000» снят с производства в 2011 году, «Муларт» – в 2018 году!

Излучающие головки для них, а также для «Матрикс», «Матрикс-Уролог» и «Матрикс-ВЛОК», изготовленных до 2015 года, будут производиться нами и далее. Оптические и магнитные насадки совместимы со всеми аппаратами. При заказе излучающих головок необходимо уточнять тип разъёма!



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

ЛИТЕРАТУРА ПО ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ*

Наименование	Цена, руб.
Бабушкина Г.В., Москвин С.В. Лазерная терапия в комплексном лечении больных артериальной гипертензией. – М., 2013. – 104 с.	500
Гейниц А.В., Москвин С.В. Лазерная терапия в косметологии и дерматологии. – М., 2010. – 400 с.	2500
Зиганшин О.Р. и др. Внутривенное лазерное осветивание крови в комплексной терапии генитальной герпесвирусной инфекции. – М., 2016. – 60 с.	400
Кочетков А.В., Москвин С.В., Карнеев А.Н. Лазерная терапия в неврологии. – М., 2012. – 360 с.	900
Москвин С.В., Амирханян А.Н. Методы комбинированной и сочетанной лазерной терапии в стоматологии. – М.–Тверь, 2011. – 208 с.	600
Москвин С.В. и др. Лазерно-вакуумный массаж ЛАЗМИК® в медицине и косметологии. – М., 2014. – 150 с.	800
Москвин С.В. и др. Плазмаферез и лазерное осветивание крови. – М.–Тверь, 2018. – 416 с.	1500
Москвин С.В., Киселёв С.Б. Лазерная терапия при суставно-мышечных болях. – М.–Тверь, 2017. – 264 с.	1600
Москвин С.В., Кочетков А.В. Эффективные методики лазерной терапии. – М., 2014. – 80 с.	400
Хадарцев А.А., Купеев В.Г., Москвин С.В. Фитолазерофорез. – М., 2016. – 80 с.	400
Наседкин А.Н., Москвин С.В. Лазерная терапия в оториноларингологии. – М., 2011. – 208 с.	900
Москвин С.В., Наседкин А.Н., Осин А.Я., Хан М.А. Лазерная терапия в педиатрии. – М., 2009. – 480 с.	1500
Москвин С.В. Основы лазерной терапии. Серия «Эффективная лазерная терапия». Т. 1. – М.–Тверь, 2016. – 896 с.	2000
Москвин С.В. Эффективность лазерной терапии. Т. 2. – М.–Тверь, 2014. – 896 с.	2000
Москвин С.В., Рыжова Т.В. Лазерная терапия в эндокринологии. Т. 5. – М.–Тверь, 2020. – 1024 с.	3600
Москвин С.В. и др. Лазерная терапия при болевых синдромах. Т. 6. – М.–Тверь, 2023. – 848 с.	2400
Москвин С.В., Стражев С.В. Лазерная терапия в онкологии. Т. 12. – М.–Тверь, 2019. – 960 с.	3200
Москвин С.В., Силюнов К.А. Лазерная терапия в андрологии. Часть 1. Мужское бесплодие. – М.–Тверь, 2018. – 248 с.	1500
Москвин С.В., Хадарцев А.А. КВЧ-лазерная терапия. – М.–Тверь, 2016. – 168 с.	600
Серов В.Н. и др. Лазерная терапия в акушерстве и гинекологии. – М.–Тверь, 2018. – 248 с.	1500
Москвин С.В., Суханова Ю.С. Сочетанные и комбинированные методы лазерной терапии при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. – М.–Тверь: ООО «Издательство «Триада»», 2022. – 144 с.	1600
Хирургия стенотических заболеваний гортани и трахеи у взрослых и детей / Под ред. А.Н. Наседкина, В.Д. Паршина. – М.–Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2021.	3600
Москвин С.В. и др. Лазерная терапия при COVID-19: профилактика, лечение и реабилитация. – М.–Тверь, 2021.	1500
Moskvin S.V., Kisselev S.B. Laser therapy for joint and muscle pain. – М.–Tver, 2017. – 216 p.	1000
Moskvin S.V., Khadartsev A.A. Basic Techniques of Low Level Laser Therapy. – М.–Tver, 2017. – 144 p.	1000
Moskvin S.V., Kochetkov A.V. Effective Techniques of Low Level Laser Therapy. – М.–Tver, 2017. – 88 p.	1000
Moskvin S.V., Khadartsev A.A. Laser Blood Illumination. The Main Therapeutic Techniques. – М.–Tver, 2018. – 64 p.	1000
Moskvin S.V., Kochetkov A.V., Askhadulin E.V., Mitkovskiy V.G. Low-Level Laser Therapy for COVID-19: Prevention, Treatment and Rehabilitation. – М.–Tver: Triada, 2021. – 122 p.	8000
Москвин С.В., Ягулов Н.А. Лазерная терапия спортивных лошадей. – М.–Тверь, 2020. – 136 с. Moskvin S.V., Yagupov N.A. Low-level laser therapy for sports horses. – М.–Tver, 2020. – 128 p. Москвин С.В., Чеходариди Ф.Н. Лазерная терапия домашних животных. – М.–Тверь, 2020. – 136 с. Moskvin S.V., Chekhodaridi F.N. Laser therapy for pets. – М.–Tver, 2020. – 124 p.	Комплект книг по ветеринарии 22 000



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАЗМИК®

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2687 от 25.05.2015, № РЗН 2014/1410 от 06.02.2014, № ФСР 2007/00589 от 24.10.2007, № ФСР 2010/08039 от 22.06.2010

Новые возможности лечения различных заболеваний, максимальная частота – 10 000 Гц, уникальные лазерные излучающие головки, насадки и гели.



Три варианта исполнения:

01 (справа внизу) – 2 лазерных канала,
02 (в центре вверху) – 4 лазерных канала,
03 (слева) – 1 лазерный канал и 1 ваку-
умный канал.

К базовым блокам подключаются лазер-
ные излучающие головки (светодиодные
и КВЧ под заказ).



С одним лазером (1). Предназначены для наружного воздействия местно контактно с зеркальной насадкой, дистантно или контактно без насадки, а также с оптическими и магнитными насадками. Обозначение: тип (ЛО – импульсные, КЛО – непрерывные), длина волны, мощность.

Матричные (2). Обозначение: МЛ, длина волны, мощность. Матрица из 8 импульсных лазерных диодов ИК (904 нм) или красного (635 нм) спектра.

Для внутривенного лазерного освещения крови (ВЛОК) (3). Обозначение: КЛ-ВЛОК, длина волны, мощность.

Изготовлены по самым современным технологиям из специального сверхпрочного пластика, не ломаются, не трескаются, не бьются – надёжнее металлических.



Все лазерные излучающие головки подключаются к аппарату удобными, современными и сверхнадёжными разъёмами TRS 6.35 мм stereo Лазмик®, которые имеют цветовую дифференциацию по длине волны лазерного излучателя.



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

Комплект специализированных насадок «Косметолог»

(10 шт. в специальной упаковке: ИР-1, ИР-2, ИР-3, комплект специализированных вакуумных насадок (банок) для лазерно-вакуумного массажа КБ-5 (ФВМ-65, ФВМ-55, ФВМ-45, ФВМ-35), ФВМ-Щ, акупунктурная (А-3) и зеркальная (ЗН-35) насадки).



Насадка косметологическая ЛАЗМИК® предназначена для проведения процедуры лазерной биоревитализации, накручивается на лазерную излучающую головку КЛО-780-90.



При проведении лазерно-вакуумного массажа и лазерофореза на лице, когда происходит непосредственное освечивание опасной зоны около глаз, **ОБЯЗАТЕЛЬНО** необходимо защищать глаза пациента; для этого предназначены очки «Матрикс».



Для лазерной терапии в большинстве случаев достаточно степени защиты L1, а иногда L2 (по ГОСТ Р 12.4.254-2010), как у универсальных очков ЗН-22 «Матрикс», предназначенных для использования с лазерными физиотерапевтическими аппаратами, работающими в спектральном диапазоне от 365 до 905 нм.



Держатель излучающих головок для вертикальной фиксации шнура питания лазерной излучающей головки и трубки подачи вакуума, предназначенной для проведения процедур лазерно-вакуумного массажа. Поддержка на весу позволяет избежать неприятного ощущения у пациентов от скольжения шнура и трубки по телу, повышает надёжность работы лазерно-вакуумного аппарата.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (ТИПОВЫЕ) КОМПЛЕКТЫ

Физиотерапевтический комплекс «Лазмик-Косметолог»

(профессиональный)

(цены по позициям см. в табл.)

Предназначен для работы по лицу и телу, программы коррекции фигуры, лазерная биоревитализация, лазерно-вакуумный массаж, лазерно-роликовый массаж, лазерная акупунктура, прочерчивание и др.

Комплекс также оптимизирован для лечения многих дерматологических заболеваний: акне, герпес, дерматиты, псориаз (в комплексе с ВЛОК), алопеция и др.



Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (4 лазерных канала излучения, частота 10 000 Гц), базовый блок	82 000
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц)	58 000
Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывный и модулированный режимы, 635 нм, мощность 15 мВт)	12 000
Лазерная излучающая головка КЛО-635-50 (непрерывный и модулированный режимы, 635 нм, мощность 50 мВт)	28 000
Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (импульсная, длина волны 890–904 нм, мощность 20 Вт)	12 600
Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 (непрерывный и модулированный режимы, 780–785 нм, мощность 90 мВт)	39 000
Комплект специализированных насадок «Косметолог» (10 шт. в специальной упаковке)	18 000
Насадка косметологическая ЛАЗМИК® (для процедуры лазерной биоревитализации)	3200
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® (200 мл с дозатором)	2900*
Очки защитные открытые «Матрикс» (для защиты глаз клиента во время процедуры)	2100
Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400
Стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателями для 6 лазерных головок)	18 000
Держатель излучающих головок	3300
Комплект литературы и обучение	–



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

Физиотерапевтический комплекс

«Лазмик-Косметолог»

(минимальный комплект для лазерно-вакуумного массажа)

(цены по позициям см. в табл.)



Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (1 лазерный и 1 вакуумный канал, частота 10 000 Гц), базовый блок	58 000
Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывный и модулированный режимы, 635 нм, мощность 15 мВт)	12 000
Комплект специализированных насадок для лазерно-вакуумного массажа КБ-5	4000
Очки защитные открытые «Матрикс» (для защиты глаз клиента во время процедуры)	2100
Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400

Комплект для лазерной биоревитализации по технологии ЛАЗМИК®

(цены по позициям см. в табл.)



Наименование	Цена, руб.
Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (2 лазерных канала, частота 10 000 Гц), базовый блок	28 000
Лазерная излучающая головка КЛО-780-90 (непрерывный и модулированный режимы, 780-785 нм, мощность 90 мВт)	39 000
Насадка косметологическая ЛАЗМИК® (для процедуры лазерной биоревитализации)	3200
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® (200 мл с дозатором)	2900*
Очки защитные открытые «Матрикс» (для защиты глаз клиента во время процедуры)	2100
Очки защитные ЗН-22 «Матрикс» (универсальные)	2400



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)



Комплект для программы похудения с коррекцией фигуры Lasmik-Slim

Аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик®» уникален по своей лечебной эффективности и техническим характеристикам, не имеет аналогов в мире, наличие частоты 10 000 Гц для импульсного режима, лазерной матричной излучающей головки МЛ-635-40, мощность 40 000 мВт, режим Лазмик® и многое другое обеспечивают его успешное применение во всех областях медицины. Если говорить очень упрощённо, режим Лазмик® [Пат. 2539535 RU] предназначен для быстрого обезболивания и максимальной активации восстановления тканей. Есть особенности применения, подробно об этом можно узнать на специализированных курсах.

Наименование	Цена, руб.
Комплект для программы похудения с коррекцией фигуры Lasmik-Slim	299 000
В состав комплекта входит: <ul style="list-style-type: none">– аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (4 лазерных канала);– аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик» (1 лазерный и 1 вакуумный канал);– специальные лазерные излучающие головки – 6 шт.;– комплект специализированных насадок «Косметолог»;– стойка аппаратная универсальная ЛАЗМИК-СФ (с держателем 6 лазерных головок);– эксклюзивные методики и индивидуальное обучение.	

Специальные аппаратные гели*

Наименование	Цена, руб.
Гель с гиалуроновой кислотой ЛАЗМИК® 2% (новая улучшенная формула, 200 мл)	2900*

Наименование	Цена, руб.
Краткосрочное повышение квалификации по программе «Лазерная терапия» + курс «Лазерная косметология и биоревитализация» (удостоверение государственного образца)	10 000*



ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Тел.: +7 (499) 250-5150, 250-52-69, 401-9127; эл. почта: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru, 4994019127@mail.ru
Юр. и факт. адрес: 125056, Россия, Москва, ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 3, помещ. 1/П, подвал №0
ПРЕЙСКУРАНТ от 12 мая 2025 года (все цены указаны в российских рублях)

РАСПРОДАЖА, сняты с производства (остатки на складе)

Наименование	Старая цена, руб.	Новая цена, руб.
Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» (4 лазерных канала)	26 000 <small>скидка</small>	22 000
Насадка зеркальная ЗН-25	300 <small>скидка</small>	240
Насадка зеркальная ЗН-30	300 <small>скидка</small>	240
КМ-2 Магнитные насадки 25, 50, 75 мТл (комплект)	1800 <small>скидка</small>	1600
С-1-1 (ЛВ) Насадка для лазерно-вакуумной терапии в стоматологии	1800 <small>скидка</small>	1200

Наименование	Длина волны, нм	Цвет (спектр)	Режим работы	Мощность	Старая цена, руб.	Новая цена, руб.
КЛО-650-50	650	красный	НР	50 мВт	16 000 <small>скидка</small>	14 000
МЛС-1 Эффект	890 / 850 / 635 / 470	ИК	НР и ИР	15 Вт / 120 мВт / 15 мВт / 15 мВт	46 000 <small>скидка</small>	34 000

Для аппаратов серии «Матрикс» до 2015 года выпуска и «Мустанг»¹

ЛО3	890-904	ИК	ИР	15-20 Вт	9600 <small>скидка</small>	6900
ЛО4	890-904	ИК	ИР	20-25 Вт	12 000 <small>скидка</small>	8900
ЛО7	890-904	ИК	ИР	80 Вт	18 000 <small>скидка</small>	16 000
КЛО1	635	красный	НР	5 мВт	5000 <small>скидка</small>	4500
КЛО2	650	красный	НР	30-40 мВт	9200 <small>скидка</small>	8100
КЛО3	635	красный	НР	15 мВт	9200 <small>скидка</small>	6500
КЛО5	808	ИК	НР	40-50 мВт	8000 <small>скидка</small>	5000
КЛО6	808	ИК	НР	200 мВт	9000 <small>скидка</small>	8000
КЛО7	1300	ИК	НР	5 мВт	14 000 <small>скидка</small>	8000
КЛО-780-90	780-785	ИК	НР	90-100 мВт	39 000 <small>скидка</small>	18 000
КЛ-ВЛОК-М	635	красный	НР	20 мВт	28 000 <small>скидка</small>	14 000
КЛ-ВЛОК-365	365-400	УФ	НР	1-2 мВт	24 000 <small>скидка</small>	14 000
МЛО2В ²	850	ИК	НР и МР	30 мВт	12 000 <small>скидка</small>	6000
МЛО6 ²	635	красный	НР и МР	5 мВт	12 000 <small>скидка</small>	6000
МЛО1К	890-904	ИК	ИР	80 Вт	26 000 <small>скидка</small>	24 000

¹ – при заказе необходимо уточнять тип разъема

² – предназначены для ВЛОК в модулированном режиме

НР – непрерывный режим. ИР – импульсный режим. МР – модулированный режим

Излучающие головки миллиметрового (КВЧ) диапазона, для наружного применения и КВЧ-пунктуры				
Наименование	Длина волны, мм	Плотность мощности, мВт/см ²	Старая цена, руб.	Новая цена, руб.
ЛО-КВЧ-4,9	4,9	1	18 000* <small>скидка</small>	12 000*
ЛО-КВЧ-5,6	5,6	1	18 000* <small>скидка</small>	12 000*
ЛО-КВЧ-7,1	7,1	1	18 000* <small>скидка</small>	12 000*

Матричная лазерная излучающая головка красного спектра импульсного режима работы

МЛ-635-40

(импульсная мощность
40 Вт, или 40 000 мВт)



Для неинвазивного лазерного осветивания крови (НЛОК) были специально разработаны импульсные лазерные диоды (ЛД) красного спектра ($\lambda = 635 \text{ нм}$) [Москвин С.В., 1997], которые используются в матричной лазерной головке МЛ-635-40 (длина волны 635 нм, импульсная мощность 40 Вт) [Москвин С.В. и др., 2007; Пат. 2135233 RU; Moskvin S.V., 2017].

Наши исследования подтвердили высокую эффективность импульсных лазерных диодов (ЛД) красного спектра (длина волны 635 нм) при аутодермопластике [Жуков Б.Н. и др., 2003], у больных различными ЛОР-заболеваниями [Москвин С.В. и др., 2007; Наседкин А.Н. и др., 2001; Наседкин А.Н., Москвин С.В., 2011], хроническим обструктивным бронхитом [Москвин С.В. и др., 2002], кожными ангиитами (васкулитами) [Москвин С.В., Киани А., 2003], церебральным инсультом [Кочетков А.В., Москвин С.В., 2004], героиновой наркоманией [Наседкин А.А., Москвин С.В., 2004], в стоматологии [Кречина Е.К. и др., 2009, 2010], педиатрии [Москвин С.В. и др., 2012], у больных COVID-19 [Moskvin S. et al., 2021; Moskvin S.V. et al., 2021] и др.

Если ВЛОК проводят почти исключительно инъекцией в кубитальную вену, иногда через постоянно установленный подключичный катетер, то НЛОК осуществляется транскутанно, чаще всего в проекциях левой надключичной зоны, общих сонных артерий, паховых или подколенных сосудистых пучков [Кочетков А.В. и др., 2012; Лейдерман Н.Е. и др., 2009; Москвин С.В., 2008].

Кроме того, красные импульсные лазеры позволяют без использования оптических насадок и более эффективно проводить лечение пациентов с ЛОР-заболеваниями, а также в стоматологии.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Научно-исследовательский центр «Матрикс»

Адрес почтовый: 125367, Москва, а/я 33

Тел./факс: +7 (499) 250-5150; 250-5269; 251-7838;

250-5544; 401-9127; 401-9128

E-mail: 2505150@mail.ru; 2505269@mail.ru;

2517838@mail.ru; 2505544@mail.ru;

4994019127@mail.ru; 4994019128@mail.ru

Сайты: www.matrixmed.ru; www.matrix-vlok.ru; www.matrix-mustang.ru;

www.matrix-kosmetolog.ru; www.matrix-uro.ru; www.lasmik.ru;

www.lazmik.ru; www.lllflaser.ru



Лазерные
терапевтические
аппараты
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Научно-исследовательский
центр «Матрикс»

Лазмик®

Лазмик-ВЛОК

Лазмик-БИО

АГИУР®



- Максимальная частота для импульсных лазеров 10 000 Гц
- Один комплекс = лазер + вакуум + вибрация + магнит + КВЧ + лазерофорез + БИО
- Сверхнадёжные специальные разъёмы с цветовой дифференциацией по длине волны
- Гарантия 5 лет на все базовые блоки и импульсные ИК-лазерные излучающие головки
- Уникальные матричные импульсные лазерные излучающие головки красного спектра (635 нм)

Справки по телефонам:

+7 (499) 250 5150, +7 (499) 250 5269,
+7 (499) 250 5544, +7 (499) 251 7838,
+7 (499) 401 9127, +7 (499) 401 9128



Справки по электронной почте:

2517838@mail.ru, 2505269@mail.ru,
2505544@mail.ru, 2518947@mail.ru,
4994019127@mail.ru, 4994019128@mail.ru

www.matrixmed.ru; www.matrix-vlok.ru; www.matrix-mustang.ru; www.matrix-kosmetolog.ru;
www.matrix-uro.ru; www.lasmik.ru; www.lazmik.ru; www.lllflaser.ru